

## Сравнительные характеристики облучателей бактерицидных передвижных ОБН-450П «УФИК» и ОБПе-450 «АЗОВ»

№	Характеристики	ОБН-450П «УФИК»	ОБПе-450 «АЗОВ»
1	Лицензия на производство	Производитель имеет лицензию на производство медицинского оборудования	Сведений о лицензии на производство медицинского оборудования нет. Облучатель производится незаконно!
2	Покраска	Порошковая окраска корпуса обеспечивает высокую стойкость к механическим воздействиям и дезинфицирующим средствам	Окраска корпуса напылением. Поверхность неровная, имеет пузырьки. При применении дезинфицирующих средств краска легко отслаивается, что приводит к появлению ржавчины.
3	Конструктивные особенности	Легкий и быстрый доступ к электрическим компонентам облучателя благодаря специальным крышкам.	Для доступа к электрическим компонентам облучателя приходится совершать частичную его разборку.
4	Комплектующие изделия	Все комплектующие облучателя (балласты, стартеры, патроны для ламп) используются только известных мировых производителей.	Используются балласты заводов Всероссийского общества слепых, что приводит к частым отказам в работе облучателей, дополнительному шуму при работе.
5	Оснащение лампами	Производитель самостоятельно комплектует облучатель лампами известных производителей Philips и Lighttech, гарантирующих длительный срок службы (более 8000 часов) и низкий спад бактерицидного потока (не более 15% к концу срока службы)	Производитель поставляет облучатели без ламп. Бесконтрольно со стороны производителя, облучатели могут оснащаться «одноразовыми» китайскими лампами с очень низким реальным сроком службы (менее 1000 часов) и большим спадом бактерицидного потока (более 40%). Нет гарантии производительности!
6	Контроль ламп	Производитель имеет лабораторию качества, оснащенную прибором контроля ультрафиолетового излучения бактерицидных ламп.	Нет контроля ультрафиолетового излучения бактерицидных ламп. Нет гарантии производительности!
7	Упаковка	Поставляется в 2-х малогабаритных коробках из многослойного гофрокартона, обеспечивающих транспортирование любыми видами транспорта, включая легковой.	Поставляется в сборе, обмотанный полиэтиленовой пленкой. Требуется специальных условий транспортирования.
8	Срок гарантии	1,5 года	1 год
9	Рекламации	Практически нет. Каждый облучатель имеет свой серийный номер, нанесенный на этикетку корпуса с соответствующей отметкой в паспорте на облучатель	Большой процент отказов. На облучателях отсутствуют серийные номера, а значит, реально нет никаких гарантийных обязательств завода-производителя - Вы не сможете предъявить никаких претензий.
10	Клинические испытания	Облучатель прошел клинические испытания (есть протоколы испытаний) в Главном военном госпитале им.Бурденко, ФГУ Клинической больнице Управления делами Президента РФ, Городской клинической больнице №4 Департамента здравоохранения г.Москвы	Сведений нет.
11	Наиболее крупные выигранные тендеры	436 шт – Министерство Обороны РФ (поставки 2006 года) 2204 шт – Фонд здравоохранения РФ (поставки 2006 года)	Сведений нет.
12	НДС	Облучатель в комплекте с лампами НДС не облагается.	Облучатель облагается НДС. Лампы, которыми комплектуется облучатель, облагаются НДС. Медицинское ли это оборудование?